

Tietoa välineistä

STABILO TYHJIÖTYNYN JA TUET 2kpl

Tyhjiötyynillä asento mukavaksi

Vaikeasti liikuntavammaiset ihmiset tarvitsevat yksilöllisiä tukiratkaisuja osallistumisen tueksi. Tyhjiötyynyn avulla voidaan useat toimintavälineet muokata helposti käyttäjälle paremmin sopiviksi.

Kesällä tyhjiötyynyn avulla esimerkiksi veneily tai maastossa liikkuminen sujuvat miellyttävästi, kun asento saadaan oikeaksi. Talvella se on oiva lisävaruste lasketteluun, hiihtoon tai luisteluun.

Lomamatkalla tyynyä voi käyttää asennon tukemiseen esimerkiksi lentokentällä väliaikaisessa pyörätuolissa, lentokoneen istuimessa ja matkakohteessa erilaisissa toiminnoissa.

Tyhjiötyynyjä valmistetaan eri kokoisina ja eri materiaaleista. neopreenipintainen pintamateriaali tekee tyynystä tukevan, mutta miellyttävän pehmeän käyttää, koska siihen ei muodostu kovia, käyttäjää painavia taitoksia.

Käyttövinkkejä tyhjiötyynylle:

- Tyynyä käyttäjälle muokatessa tarvitaan yleensä vähintään kaksi avustajaa, joista yksi tukee tyynyä haluttuun asentoon ja toinen pumppaa ilmaa pois, jolloin tyyny kovettuu haluttuun muotoon.
- Ilmanpaineen ja lämpötilan vaihtelut saattavat pehmentää tyynyä, jolloin tuki ei välttämättä säily tarpeeksi hyvänä. Sen vuoksi pumppu kannattaa kuljettaa mukana ja pitää helposti saatavilla.
- Kovassa pakkasessa tyyny kovettuu itsestään, jolloin sitä ei pysty muokkaamaan. Tyhjiötyyny kannattaa siis säilyttää huoneenlämmössä. Lämpimässä säilytetty tyyny on kuitenkin käytettävissä myös pakkasäässä.

Tyhjiötyyny ei itsessään riitä istuma-asennon tukemiseen, vaan tarvitaan lisäksi tukikehikko tai istuin

Maahantuoja:  EN-apuvälineet

Sillankorvenkatu 25

05800 Hyvinkää

puh. (019) 469 312

<http://www.en-apuvälineet.fi>



kuvat: Malike

Stricker Lomo 360 nokkapyörä 1kpl

Stricker Lomo 360 pyörätuoliin kiinnitettävä nokkapyörä sopii hyvin haasteelliseenkin maastoon ja se on helppo kiinnittää lähes kaikkiin pyörätuolimalleihin. Nokkapyörä kiinnitetään pikalukituksella jalkatukiin kun pyörätuolissa on kiinteät jalkatuet. Mikäli pyörätuolissa on irrotettavat jalkatuet, käytetään erillistä jalkatukea ja MTC kiinnitetään pyörätuolin runkoon. Kiinnitysosat soveltuvat halkaisijaltaan 19-35 mm putkille. sopivalla pikakiinnitys-mekanismilla. Laitteen asennus onnistuu omatoimisesti pyörätuolissa istuen.

Lomo nostaa pyörätuolin etupyörät ilmaan ja se on osoittautunut erinomaiseksi metsässä, lenkkipoluilla, puun juurakoissa, hiekalla ja lumisessa kaupunkiympäristössä.

Maahantuojaja Pt-keskus



Maastorollaattori (Trionic Walker) 2kpl



- Helpottaa liikkumista maastossa ja lumella.
- Patentoidun pyörämallin ansiosta Walkkerilla pystyy ylittämään jalkakäytävän reunat ja liikkumaan epätasaisessa maastossa.
- Kolmipyöräinen malli mahdollistaa jatkuvan maakosketuksen.
- Jousitettu / kiipeävä eturengas.
- Ilmatäytteiset renkaat, jotka ovat irrotettavissa pikakiinnityksellä.
- Liike- ja pysäköintijarru.
- Voidaan taittaa kasaan ja purkaa osiin.

Lisätietoja ja videoleikkeitä sivustossa

<http://www.trionic.biz>

Maahantuonti ja markkionointi:

PT-Keskus OY

p. +358207912740

ptkeskus@ptkeskus.fi

Kuva: Malike

MAASTOPYÖRÄTUOLI HIPPOCAMPE 4kpl

<https://youtu.be/oVbUdkV8Ezo>

- Hippocampe on 3-renkainen vapaa-ajan monitoimituoli.
- Leveät ilmatäytteiset renkaat.
- Hippocampen avulla voi liikkua avustettuna (työnnettynä ja/tai vedettynä) tai itse kelaten esim. maastossa ja uimarannalla.
- Hippo kelluu tyhjänä vedessä vaikka kanootin perässä.
- Talvikäyttöön eturenkaaseen on kiinnitettävissä suksikotelo.
- Tukevan istuimen lisäksi tuolissa on käsinojalliset sivutuet, niskatuki ja turvavyöt, osassa myös seisontajarru. - -
- Lisävarusteet ovat helposti irroitettavissa.
- Tuoli menee osina pieneen tilaan (jäähiekkokassi) ja se on koottavissa ilman työkaluja. Sen kokonaispaino on n. 15 kg.
- Valmistajalta saatavana neljä kokoa (S, M, L ja XL). Jokaisessa koossa istuinleveys on 42 cm, istuimen syvyys 40 cm.
- Mitta lonkasta kantapäähän
Koko M n. 80 cm
Koko L n. 90 cm
Koko XL n. 105cm

maahantuonti: Apuväline Avux, Kauppakuja 1, 14200 Turenki

Puhelin: 03 633 6000

<http://www.apuvälineavux.fi/maastopyoratuolit/531-hippocampe.htm>

